

Escudo Facial



El escudo facial Redpop está diseñado para utilizarse cuando existe la posibilidad de que el usuario tome contacto con salpicaduras líquidas o partículas voladoras. Posee un visor amplio que cubre toda la zona de frente, pelo, orejas y cuello.

Esta fabricada en lamina PET de 300 micras, con banda elástica de 20mm y broche a presión.

Se recomienda limpieza después de cada uso con agua jabonosa tibia.

Conservar a temperatura entre 12 y 22 Celsius

Almacenar en lugar limpio y seco.

Presentación: Empaque unitario

Origen: RPC



BiomaticMedical

www.biomaticmedical.cl